

# JABONES LÍQUIDOS PARA EL ÁMBITO HOSPITALARIO

JC4<sup>®</sup> PH6<sup>®</sup> JN6<sup>®</sup>

En **Covidex**, nuestros investigadores trabajan a la par de profesionales de la salud para conocer a fondo las necesidades del mercado y lograr productos con una calidad única en el mercado. Implementamos los más estrictos controles de calidad en todas las etapas de producción, garantizando la excelencia con la que cada producto llega al mercado.



## LAVADO DE MANOS

Exclusiva línea de jabones líquidos para distintas necesidades del ámbito hospitalario.

**Covidex**

Dorrego 542 · Lomas del Mirador  
[www.covidex.com.ar](http://www.covidex.com.ar)  
[info@covidex.com.ar](mailto:info@covidex.com.ar)

Seguridad donde más se necesita

**Covidex**

# JC4<sup>®</sup>

## JABÓN LÍQUIDO BACTERICIDA CON CLORHEXIDINA

### JC4

Es un jabón líquido con agentes humectantes que protegen la piel y evitan el resecamiento debido a la acción de los componentes utilizados normalmente en este tipo de formulaciones.



# JN6<sup>®</sup>

## JABÓN LÍQUIDO HIPOALERGÉNICO PARA MANOS DE USO FRECUENTE



## DISPENSER

Libera la dosis exacta de producto con sólo acercar la mano. De esta manera se evita el contacto con el equipo y la contaminación resultante. Su sistema de recarga lo hace, además, la opción más económica, novedosa y eficiente del mercado para la prevención de infecciones.



# PH6<sup>®</sup>

## JABÓN LÍQUIDO NEUTRO HIPOALERGÉNICO

### PH6

Posee el pH de la piel, contiene agentes humectantes y emolientes que evitan el resecamiento.



## BAG IN BOX

NOVEDOSO SISTEMA DE RECARGA HIGIÉNICO QUE GARANTIZA EL CUIDADO Y PROPIEDADES DEL PRODUCTO. TOTALMENTE HERMÉTICO Y DESECHABLE PARA EVITAR CONTAMINACIONES.

## MODO DE USO

- 1 PASO 1**  
Abra la tapa.  
Coloque la bolsa.
- 2 PASO 2**  
Cierre la tapa.
- 3 PASO 3**  
Listo para usar.